

L'ACCURATEZZA IN UN CLICK



ELETTROMEDICALI

Prodotti e dispositivi elettromedicali – misuratori di pressione, termometri, saturimetri – **di avanzata tecnologia** e dal design moderno, elegante e funzionale, dedicati ad un **uso in ambito domiciliare e medico ospedaliero**.

I **TERMOMETRI** Medi4Care si basano su una tecnologia avanzata che consente a tutta la famiglia di misurare la temperatura corporea in modo istantaneo e preciso, in ambito domiciliare e medico ospedaliero.

I dispositivi hanno un design moderno, elegante e funzionale.




TERMOMETRO AD INFRAROSSI

auricolare/frontale

MC 31T

Ref. 410002



CARATTERISTICHE

- > Multifunzione: misura la temperatura nell'orecchio e nella fronte, visualizza la temperatura dell'ambiente e funge da orologio
- > Misurazione istantanea
- > Memorizza fino a 10 misurazioni
- > Misura la temperatura in °C (scala Celsius) o °F (scala Fahrenheit)
- > Il sensore impermeabile ad infrarossi non richiede l'uso della protezione
- > Maxi display LCD retroilluminato
- > Precisione di misurazione
- > Riposto nel relativo alloggiamento diventa un elegante orologio con la visualizzazione della temperatura della stanza
- > Spegnimento automatico per il risparmio energetico
- > Indicatore di batteria scarica
- > Eco design
- > Facile da pulire



AUTO
ON/OFF



10 MISURAZIONI
IN MEMORIA



MAXI DISPLAY
RETROILLUMINATO



ORECCHIO



FRONTE



TEMPERATURA
AMBIENTE



OROLOGIO

I **MISURATORI DA BRACCIO E DA POLSO** Medi4Care sono indicati per il monitoraggio della pressione arteriosa nello studio medico e a domicilio. Hanno un design innovativo con grande display LCD di facile lettura che visualizza contemporaneamente la misurazione della pressione sistolica, diastolica, della frequenza del battito, data/ora e il rilevamento del battito irregolare IHD (Aritmia).

Il metodo di misura oscillometrico con sistema Fuzzy Logic garantisce misurazioni rapide e accurate e con indicazione secondo lo standard internazionale (WHO/OMS).



MISURATORE DI PRESSIONE da braccio MC 65P

Ref. 410030



CARATTERISTICHE

- > ON/OFF automatico
- > Istantaneo e preciso
- > Maxi display multifunzione con data, ora, battito cardiaco e pressione sanguigna
- > Indica la temperatura ambiente nella scala Fahrenheit o Celsius
- > Indicatore di batteria scarica
- > Attacco alimentatore per funzionamento a corrente
- > 2 Posizioni di memoria: memorizza fino a 60 misurazioni per paziente e indica la media delle ultime 3
- > Allarme sveglia promemoria con 3 settaggi di ora
- > Rilevatore di irregolarità delle pulsazioni
- > Design multi-informazione
- > Indicatore OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)



AUTO
ON/OFF



2 POSIZIONI
DI MEMORIA



TEMPERATURA
AMBIENTE



GONFIAGGIO
AUTOMATICO



INDICATORE DI
IPERTENSIONE
OMS



MAXI
DISPLAY



DATA
E ORA



3 ALLARMI
SVEGLIA
PROMEMORIA



CONTROLLO
ARITMIA



MISURATORE DI PRESSIONE

da braccio
MC 61P

Ref. 410020



CARATTERISTICHE

- > Istantaneo e preciso
- > Maxi display multifunzione con data, ora, battito cardiaco e pressione sanguigna
- > Indicatore di batteria scarica
- > Spegnimento automatico per il risparmio energetico
- > Memorizza fino a 60 misurazioni e indica la media delle ultime 3
- > Allarme sveglia promemoria con 3 settaggi di ora
- > Rilevatore di irregolarità delle pulsazioni
- > Design multi-informazione
- > Indicatore OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)



AUTO
ON/OFF



60 MISURAZIONI
IN MEMORIA



GONFIAGGIO
AUTOMATICO



INDICATORE DI
IPERTENSIONE
OMS



MAXI
DISPLAY



DATA
E ORA



3 ALLARMI
SVEGLIA
PROMEMORIA



CONTROLLO
ARITMIA



CARATTERISTICHE

- > Istantaneo e preciso
- > Maxi display multifunzione con data, ora, battito cardiaco e pressione sanguigna
- > Indicatore di batteria scarica
- > Spegnimento automatico per il risparmio energetico
- > Memorizza fino a 90 misurazioni e indica la media delle ultime 3
- > Rilevatore di irregolarità delle pulsazioni
- > Indicatore OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)



AUTO
ON/OFF



90 MISURAZIONI
IN MEMORIA



GONFIAGGIO
AUTOMATICO



INDICATORE DI
IPERTENSIONE
OMS



MAXI
DISPLAY



DATA
E ORA



CONTROLLO
ARITMIA

MISURATORE DI PRESSIONE

da polso
MC 15P

Ref. 410010



I **PULSOSSIMETRI PORTATILI DA DITO Medi4Care** sono indicati per la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e della frequenza cardiaca. Ideali per l'utilizzo ospedaliero, professionale, domiciliare e per pazienti in ossigenoterapia. Il display orientabile a colori visualizza il valore di SpO₂, la frequenza cardiaca, l'indicatore dell'ampiezza dell'impulso, lo stato di carica della batteria e l'onda pletismografica.



PULSOSSIMETRO da dito MC 602C

CARATTERISTICHE

- > Indicato per adulti e bambini oltre i 10 kg
- > Design compatto e leggero (60g incluso di batterie)
- > Istantaneo, preciso, accurato e di facile utilizzo
- > Display OLED a colori orientabile in 6 diverse posizioni
- > Indicatore di batteria scarica
- > Indicatore dell'ampiezza dell'impulso
- > Possibilità di registrazione dati fino a 32 ore consecutive
- > Funziona con due batterie alcaline di tipo AAA (incluse)
- > Spegnimento automatico
- > Laccetto per trasporto al collo

Ref. 410103



AUTO
ON/OFF



DISPLAY OLED
ORIENTABILE
A COLORI



CARATTERISTICHE

- > Indicato per utilizzo su pazienti in ambito pediatrico (peso inferiore a 10 kg)
- > Design compatto e leggero (30g incluso di batteria)
- > Istantaneo, preciso, accurato e di facile utilizzo
- > Display LCD a colori orientabile in 4 diverse posizioni
- > Segnale audio che riproduce il sonoro del battito (disinseribile)
- > Allarme sonoro (disinseribile)
- > Indicatore di batteria scarica
- > Indicatore dell'ampiezza dell'impulso
- > Possibilità di registrazione dati fino a 6 ore consecutive
- > Funziona con una batteria a bottone da 3,6 V ricaricabile (alimentatore di rete comprensivo di cavo USB e batteria inclusi)
- > Spegnimento automatico
- > Dotato di laccetto per il trasporto

PULSOSSIMETRO PEDIATRICO da dito MC 600

Ref. 410100

