

LIBERO DI MUOVERTI



MOBILITÀ

REHALIFE®

Una **gamma completa di carrozzine** ad autospinta, standard e leggera, **parti di ricambio ed accessori**, per la persona disabile con difficoltà motorie.

REHALIFE®

Carrozzina pieghevole in acciaio a crociera singola

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU
- > Pedane poggia piedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	Kg	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18 kg	120 kg
43 cm	60 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18 kg	120 kg
46 cm	63 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18,5 kg	120 kg
48 cm	65 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18,5 kg	120 kg

Ref. 400800
Ref. 400801
Ref. 400802
Ref. 400803



Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.06.172 | 12.24.06.175



Ref. 400840
Ref. 400841

REHALIFE® FIT

Carrozzina pieghevole ad ingombro ridotto in acciaio a crociera singola

CARATTERISTICHE

- > Telaio stretto in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 50 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU
- > Pedane poggia piedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania estraibili
- > Colore grigio argento

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	Kg	PORTATA MAX
41 cm	52 cm	51 cm	20 cm	50 cm	92 cm	18 kg	120 kg
43 cm	54 cm	51 cm	20 cm	50 cm	92 cm	18 Kg	120 kg

Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.06.172 | 12.24.21.115

REHALIFE® DOUBLE
Carrozzina pieghevole in acciaio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18,5 kg	120 kg
43 cm	60 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	18,5 kg	120 kg
46 cm	63 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19,0 kg	120 kg
48 cm	65 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19,0 kg	120 kg

Ref. 400810
Ref. 400811
Ref. 400812
Ref. 400813



Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.06.172 | 12.24.03.118 | 12.24.06.175



Ref. 400815
Ref. 400816

REHALIFE® PLUS
Carrozzina pieghevole in acciaio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm ad estrazione rapida
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Ruotine ascensore
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19 kg	120 Kg
43 cm	60 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19 Kg	120 Kg
46 cm	63 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19,5 kg	120 Kg
48 cm	65 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	19,5 Kg	120 Kg

Ref. 400830
Ref. 400831
Ref. 400832
Ref. 400833

Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.21.106 | 12.24.06.172 | 12.24.03.118 | 12.24.06.175

REHALIFE® DOUBLE XL
Carrozzina bariatrica pieghevole
in acciaio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio rinforzato verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli ribaltabili a scrivania
- > Colore dark silver

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
55 cm	73 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	20,5 Kg	180 kg
60 cm	78 cm	60 cm	20 cm	50 cm	91 cm	20,5 Kg	180 kg

Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.06.175 | 12.24.03.118 | 12.24.06.172



REHALIFE® COMFORT

Carrozzina pieghevole in acciaio a crociera singola con WC

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Schienale pieghevole
- > Seduta WC da 45 cm
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm ad estrazione rapida
- > Ruote anteriori da 20 x 2,5 cm in PVC pieno
- > Pedane poggiatepiedi regolabili ed estraibili e cinturino ferma-polpaccio
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
45 cm	63 cm	60 cm	20 cm	54 cm	97 cm	20 kg	125 kg

Ref. 400845



Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.06.166 | 12.24.06.169 | 12.24.06.172



Ref. 400850

Ref. 400851

Ref. 400852

Ref. 400853

REHALIFE® TRANSIT

Carrozzina da transito pieghevole in acciaio a crociera singola

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 30 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Pedane poggiatepiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	15 kg	110 kg
43 cm	60 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	15 kg	110 kg
46 cm	63 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	15,5 kg	110 kg
48 cm	65 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	15,5 kg	110 kg

Cod. class. ISO

12.21.06.045 | 12.24.06.172 | 12.24.06.175

REHALIFE® DOUBLE TRANSIT
Carrozzina da transito pieghevole
in acciaio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Ruote posteriori in PU da 30 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Colore blu

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	16,5 kg	120 kg
43 cm	60 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	16,5 kg	120 kg
46 cm	63 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	17 kg	120 kg
48 cm	65 cm	30 cm	20 cm	50 cm	91 cm	17 kg	120 kg

Ref. 400855
 Ref. 400856
 Ref. 400857
 Ref. 400858



Cod. class. ISO

12.21.06.045 | 12.24.06.172
 12.24.03.118 | 12.24.06.175

REHALIFE® EVOLUTION
Carrozzina pieghevole
in acciaio trasformabile a crociera singola

CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato a polvere
- > Doppio foro sul telaio per la trasformazione della carrozzina da autospinta in transito
- > Ruote posteriori in PU da Ø 60 cm ad estrazione rapida
- > Completa di ruote posteriori in PU da Ø 30 cm ad estrazione rapida per trasformazione in transito
- > Ruote anteriori da 20 x 5 cm in PU pieno
- > Ruotine ascensore
- > Braccioli a scrivania ribaltabili
- > Pedane estraibili e regolabili in altezza.

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
43 cm	62 cm	30/60 cm	20 cm	50 cm	88 cm	17 kg	110 kg
46 cm	65 cm	30/60 cm	20 cm	50 cm	88 cm	17 Kg	110 kg

Ref. 400821
 Ref. 400822

Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.21.06.045 | 12.24.21.106
 12.24.06.172 | 12.24.03.109 | 12.24.06.175



REHALIFE® ALU ONE

Carrozzina pieghevole in alluminio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in alluminio verniciato
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm ad estrazione rapida
- > Ruote anteriori da 20 x 3,2 cm con posizionamento variabile delle forcelle
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili in PU
- > Ruotine ascensore
- > Colore azzurro metallizzato

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	60 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	14 kg	120 kg
43 cm	62 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	14 kg	120 kg
46 cm	65 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	14 kg	120 kg
48 cm	67 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	14 kg	120 kg

Ref. 400900
Ref. 400901
Ref. 400902
Ref. 400903



Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.03.121 | 12.24.21.106 | 12.24.03.118
12.24.06.172 | 12.24.21.112 | 12.24.06.175 | 12.24.06.136



REHALIFE® ALU SPRINT

Carrozzina pieghevole in alluminio a crociera singola

CARATTERISTICHE

- > Telaio in alluminio verniciato
- > Schienale pieghevole
- > Cuscino in dotazione per seduta e schienale
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm ad estrazione rapida
- > Ruote anteriori da 17,5 x 3,2 in PU pieno
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili con cinturino ferma-tallone
- > Braccioli a compasso in PU e regolabili in altezza
- > Ruotine ascensore
- > Colore bianco

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
40 cm	61 cm	60 cm	17,5 cm	54 cm	95 cm	14 kg	125 kg
45 cm	66 cm	60 cm	17,5 cm	54 cm	95 cm	14 kg	125 kg
50 cm	71 cm	60 cm	17,5 cm	54 cm	95 cm	14 kg	125 kg

Ref. 400920
Ref. 400921
Ref. 400922

Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.03.121 | 12.24.06.175 | 12.24.21.106 | 12.24.06.160

REHALIFE® ALU PLUS

Carrozzina pieghevole in alluminio a doppia crociera

CARATTERISTICHE

- > Telaio in alluminio verniciato
- > Ruote posteriori in PU da 60 cm ad estrazione rapida con posizione variabile
- > Ruote anteriori da 20 x 3,2 cm con posizionamento variabile delle forcelle
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili in PU e regolabili in altezza e profondità
- > Ruotine ascensore regolabili in altezza
- > Colore azzurro metallizzato

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	60 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	15 kg	120 kg
43 cm	62 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	15 kg	120 kg
46 cm	65 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	15 kg	120 kg
48 cm	67 cm	60 cm	20 cm	50 cm	92 cm	15 kg	120 kg

Ref. 400910
Ref. 400911
Ref. 400912
Ref. 400913



Cod. class. ISO

12.21.06.039 | 12.24.21.106 | 12.24.03.118 | 12.24.06.160 | 12.24.03.121 | 12.24.06.172 | 12.24.21.109 | 12.24.21.112 | 12.24.06.175

REHALIFE® ALU TRANSIT

**Carrozzina da transito pieghevole
in alluminio a doppia crociera**

CARATTERISTICHE

- > Telaio in alluminio verniciato
- > Ruote posteriori in PU da 30 cm
- > Ruote anteriori da 20 x 3,2 cm con posizionamento variabile delle forcelle
- > Pedane poggipiedi regolabili ed estraibili
- > Braccioli a scrivania ribaltabili in PU
- > Colore azzurro metallizzato

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
41 cm	58 cm	30 cm	20 cm	50 cm	92 cm	13 kg	120 kg
43 cm	60 cm	30 cm	20 cm	50 cm	92 cm	13 kg	120 kg
46 cm	63 cm	30 cm	20 cm	50 cm	92 cm	13 kg	120 kg
48 cm	65 cm	30 cm	20 cm	50 cm	92 cm	13 kg	120 kg

Ref.400940
Ref.400941
Ref.400942
Ref.400943

**Cod. class. ISO**

12.21.06.045 | 12.24.03.118 | 12.24.03.121 | 12.24.06.172 | 12.24.06.175 | 12.24.21.112



Ref. 400860

REHALIFE® EASY

Carrozzina pieghevole da viaggio in alluminio

CARATTERISTICHE

- > Telaio leggero in alluminio pieghevole
- > Ruote anteriori piroettanti in PVC da 5" (12,5 cm) e ruote posteriori in PVC da 8" (20 cm)
- > Braccioli ribaltabili con imbottitura in EVA
- > Pedana ribaltabile
- > Freno a leva
- > Completa di cintura di sicurezza con fibbia a scatto
- > Munita di pratica e robusta sacca di trasporto

LARGHEZZA SEDUTA	LARGHEZZA TOTALE	DIAMETRO RUOTA POSTERIORE	DIAMETRO RUOTA ANTERIORE	ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	ALTEZZA TOTALE	PESO	PORTATA MAX
30 cm	46 cm	20 cm	12,5 cm	44 cm	95 cm	7 kg	100 kg

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

Cod. class. ISO

Ref. 409800 Pneumatico 60 cm per tutti i modelli

Ref. 409801 Ruote 30 cm in PU q.r. Rehalife Evolution (paio)

Ref. 409802 Ruota posteriore pneumatica da 60 cm per tutti i modelli

Ref. 409803 Ruota posteriore in PU da 60 cm per tutti i modelli

Ref. 409810 Ruota anteriore 20x3,2 cm in PU per Rehalife Alu tutti i modelli

Ref. 409820 Ruota anteriore 20x5 cm in PU per Rehalife tutti i modelli

Ref. 409836 Ruotine antiribaltamento per Rehalife Alu One e Alu Transit (paio)

Ref. 409837 Ruotine antiribaltamento per Rehalife Alu Plus (paio)

Ref. 409838 Asta da flebo per carrozzina

Ref. 409839 Ruotine antiribaltamento per Rehalife (paio)

Ref. 409840 Braccioli desk estraibili/ribaltabili per Rehalife tutti i modelli (paio)

12.24.06.172

Ref. 409845 Braccioli lunghi estraibili/ribaltabili per Rehalife tutti i modelli tranne Fit (paio)

Ref. 409850 Braccioli desk ribaltabili per Rehalife Alu One e Alu Transit (paio)

12.24.06.172

Ref. 409851 Braccioli elevabili per Rehalife Alu Plus (paio)

12.24.06.160

ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO

Cod. class. ISO

Ref. 409860	Tavolino sagomato per carrozzina	12.24.15.112
Ref. 409861	Tavolino lineare per carrozzina	12.24.15.109
Ref. 409862	Pedane elevabili per Rehalife tutti i modelli (paio)	12.24.03.109
Ref. 409863	Pedane elevabili per Rehalife Alu tutti i modelli (paio)	12.24.03.109
Ref. 409870	Pelotte toracali Swing Away	18.09.39.151
Ref. 409874	Cinture di sicurezza addominale	12.24.06.136
Ref. 409875	Cinture di sicurezza addominale con bretelle	12.24.06.139
Ref. 409877	Cinture di sicurezza addominale con presa pelvica e bretelle	18.09.39.163

CINTURE DI SICUREZZA ADDOMINALE

CARATTERISTICHE

- > Tessuto TRI-TEX traspirante
- > Imbottitura in PU
- > Chiusura con regolazione in velcro
- > Circonferenza massima 130 cm

Ref. 409874



CINTURE DI SICUREZZA ADDOMINALE CON BRETELLE

CARATTERISTICHE

- > Tessuto TRI-TEX traspirante
- > Imbottitura in PU
- > 1 fascia ventrale e 2 bretelle regolabili
- > Chiusura con regolazione in velcro
- > Circonferenza massima 130 cm

Ref. 409875

CINTURE DI SICUREZZA ADDOMINALE CON PRESA PELVICA E BRETELLE

CARATTERISTICHE

- > Tessuto TRI-TEX traspirante
- > Imbottitura in PU
- > 1 fascia ventrale, 2 bretelle e 2 fasce per fissaggio pelvico
- > Chiusura con regolazione in velcro
- > Circonferenza massima 130 cm

Ref. 409877



ASTA DA FLEBO PER CARROZZINA

TAVOLINO LINEARE PER CARROZZINA

RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO

PEDANE ELEVABILI PER CARROZZINA REHALIFE

PELOTTE TORACALI SWING AWAY



Ref. 409838



Ref. 409861



Ref. 409836



Ref. 409862



Ref. 409870