

# AL TUO FIANCO OVUNQUE



## HOME CARE

**Ausili per l'Home Care di pazienti diversamente abili ed anziani con difficoltà motorie:**  
poltrone reclinabili ed elevabili, sedie da comodo, deambulatori, rollator, stampelle, tripodi, quadripodi, bastoni, aste porta flebo, tavolini, rialzi per WC, sedili da doccia e bagno, riabilitazione, dispositivi per la prevenzione del decubito, etc.

## DUBLINO

**Poltrona reclinabile ed elevabile a uno e a due motori, dal design moderno.**

È la poltrona ideale per essere adattata ad ogni tipo di arredamento, anche agli spazi più ristretti, per avere il **massimo del relax ed alzarsi senza fatica.**

La poltrona elevabile dispone di **Roller System**, sistema a ruote che permette di spostare la poltrona senza sforzo anche con la persona seduta.



**COTONE GRIGIO**  
Ref. 401000 1 motore  
Ref. 401010 2 motori



**COTONE BLU**  
Ref. 401001 1 motore  
Ref. 401011 2 motori



**COTONE BORDEAUX**  
Ref. 401002 1 motore  
Ref. 401012 2 motori


## Dispositivo Medico di Classe I

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con una maggiore imbottitura per appoggio nuca e testa
- > Braccioli arrotondati con ampia base d'appoggio
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore reclina lo schienale e solleva il poggiatesta in un unico movimento
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente l'inclinazione dello schienale e la movimentazione del poggiatesta.
- > Dotata di meccanismo Roller system, (solo 2 motori) per poter facilmente spostare la poltrona
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

### SPECIFICHE TECNICHE

**Versione 1 motore** - regolazione elettrica in 3 posizioni



**Versione 2 motori** - regolazione elettrica in 5 posizioni



| Dimensioni in cm                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | LARGHEZZA TOTALE                                                                    | ALTEZZA TOTALE                                                                      | PROFONDITÀ TOTALE                                                                   | LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA                                                         | LARGHEZZA SEDUTA                                                                    | ALTEZZA SEDUTA                                                                        | PROFONDITÀ SEDUTA                                                                     | PESO                                                                                  | PORTATA MAX                                                                           |
| Poltrona <b>DUBLINO</b> 1 motore | 73                                                                                  | 106                                                                                 | 91                                                                                  | 166                                                                                 | 49                                                                                  | 47                                                                                    | 54                                                                                    | 35                                                                                    | 130                                                                                   |
| Poltrona <b>DUBLINO</b> 2 motori | 73                                                                                  | 106                                                                                 | 91                                                                                  | 166                                                                                 | 49                                                                                  | 47                                                                                    | 54                                                                                    | 40                                                                                    | 130                                                                                   |

## MADRID

Madrid è la **poltrona reclinabile ed elevabile** a uno e a due motori che, grazie alla sua linea **slim**, contiene l'ingombro in larghezza. Il suo design non pregiudica tuttavia il comfort garantito dalla **soffice imbottitura** dello schienale e dalla profondità standard della seduta, del tutto in linea con quella delle altre poltrone. Coniugando spirito **classico** e **moderno**, la Madrid è disponibile in quattro varianti colore per soddisfare tutte le esigenze e gusti d'arredo.

La poltrona elevabile dispone di **Roller System**, sistema a ruote che permette di spostare la poltrona senza sforzo anche con la persona seduta.



**MICROFIBRA BORDEAUX**  
Ref. 401050 1 motore  
Ref. 401060 2 motori



**MICROFIBRA CORALLO**  
Ref. 401051 1 motore  
Ref. 401061 2 motori



**MICROFIBRA BLU**  
Ref. 401052 1 motore  
Ref. 401062 2 motori



**MICROFIBRA VERDE OLIVA**  
Ref. 401053 1 motore  
Ref. 401063 2 motori


## Dispositivo Medico di Classe I

### CARATTERISTICHE


- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con imbottitura extra per garantire il massimo del comfort a persone di tutte le stature
- > Braccioli ad ala di gabbiano con ampia base d'appoggio
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore reclina lo schienale e solleva il poggiatesta in un unico movimento
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente l'inclinazione dello schienale e la movimentazione del poggiatesta.
- > Dotata di meccanismo Roller system, (solo 2 motori) per poter facilmente spostare la poltrona
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

### SPECIFICHE TECNICHE

**Versione 1 motore** - regolazione elettrica in 3 posizioni



**Versione 2 motori** - regolazione elettrica in 5 posizioni



| Dimensioni in cm                |                  |                |                   |                             |                  |                |                   |      |             |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------|
|                                 | LARGHEZZA TOTALE | ALTEZZA TOTALE | PROFONDITÀ TOTALE | LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | PROFONDITÀ SEDUTA | PESO | PORTATA MAX |
| Poltrona <b>MADRID</b> 1 motore | 72               | 100            | 90                | 165                         | 50               | 47             | 50                | 35   | 130         |
| Poltrona <b>MADRID</b> 2 motori | 72               | 100            | 90                | 165                         | 50               | 47             | 50                | 40   | 130         |

## GINEVRA

**Poltrona reclinabile ed elevabile a uno e a due motori**, dalla **linea classica**, avvolgente ed elegante che la rendono particolarmente adatta in qualsiasi tipo di ambiente e piacevole a persone di tutte le età.

**L'imbottitura extra dello schienale** e le **alette poggiatesta** garantiscono il massimo comfort in tutte le posizioni.

Di serie la poltrona elevabile dispone di **Roller System**, sistema a ruote che permette di spostare la poltrona senza sforzo anche con la persona seduta.



**MICROFIBRA COFFEE**  
Ref. 401020 1 motore  
Ref. 401030 2 motori



**MICROFIBRA BEIGE**  
Ref. 401021 1 motore  
Ref. 401031 2 motori



**MICROFIBRA BLU**  
Ref. 401022 1 motore  
Ref. 401032 2 motori



**MICROFIBRA VERDE OLIVA**  
Ref. 401033 2 motori


## Dispositivo Medico di Classe I

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico con imbottitura extra per garantire il massimo del comfort a persone di tutte le stature
- > Braccioli arrotondati con ampia base d'appoggio
- > Poggiatesta ai lati dello schienale per un confortevole appoggio del capo
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La versione a 1 motore in un unico movimento solleva il poggiatesta e reclina lo schienale fino ad un massimo di 135°
- > La versione a 2 motori permette di regolare separatamente l'inclinazione dello schienale e la movimentazione del poggiatesta.
- > Dotata di meccanismo Roller system, (solo 2 motori) per poter facilmente spostare la poltrona
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.2 ruote posteriori da 4 cm
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

### SPECIFICHE TECNICHE

**Versione 1 motore** - regolazione elettrica in 3 posizioni



**Versione 2 motori** - regolazione elettrica in 5 posizioni



| Dimensioni in cm                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | LARGHEZZA TOTALE                                                                    | ALTEZZA TOTALE                                                                      | PROFONDITÀ TOTALE                                                                   | LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA                                                         | LARGHEZZA SEDUTA                                                                    | ALTEZZA SEDUTA                                                                        | PROFONDITÀ SEDUTA                                                                     | PESO                                                                                  | PORTATA MAX                                                                           |
| Poltrona <b>GINEVRA</b> 1 motore | 80                                                                                  | 107                                                                                 | 90                                                                                  | 173                                                                                 | 54                                                                                  | 53                                                                                    | 50                                                                                    | 46                                                                                    | 170                                                                                   |
| Poltrona <b>GINEVRA</b> 2 motori | 80                                                                                  | 107                                                                                 | 90                                                                                  | 173                                                                                 | 54                                                                                  | 53                                                                                    | 50                                                                                    | 51                                                                                    | 170                                                                                   |

## OSLO

**Poltrona reclinabile ed elevabile** dalle linee morbide ed accoglienti caratterizzata dalla presenza di molti accessori che ne arricchiscono il design e la praticità d'uso. Il **meccanismo di spostamento** su quattro ruote indipendenti e il **maniglione di spinta** permettono di movimentare agevolmente la poltrona, anche con la persona seduta. Le **alette poggiatesta amovibili** e i **braccioli rimovibili** agevolano i movimenti di traslazione dalla poltrona al letto e viceversa. Dotata di **2 motori**; uno consente i classici **movimenti sdraiato** e **"alza in piedi"**, mentre il secondo è destinato al **sistema di sollevamento** che permette all'utilizzatore di elevare il piano della poltrona per facilitare il passaggio dalla poltrona stessa al letto o alla carrozzina, eliminando dislivelli che rendono difficoltosi tutti gli spostamenti.



PU NERO  
Ref. 401040



PU AVORIO  
Ref. 401041




### Dispositivo Medico di Classe I


#### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico avvolgente con soffice imbottitura anatomica per offrire comfort ed una posizione corretta
- > Braccioli facilmente estraibili per rendere agevoli gli spostamenti e permettere di avvicinare la poltrona al tavolo
- > Alette poggiatesta amovibili per un confortevole appoggio del capo
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona. Con questo dispositivo la persona dalla posizione seduta è accompagnata fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > La poltrona è disponibile solo nella versione a 2 motori: uno permette sia di reclinare lo schienale e sollevare il poggiatesta in un unico movimento, sia la posizione "alza in piedi"; l'altro consente di elevare la base della poltrona fino ad un massimo di 18 cm
- > Inclinazione massima dello schienale 135°
- > N.4 ruote piroettanti da 10 cm
- > Dotata di maniglione di spinta per mobilitare agevolmente la persona all'interno dell'abitazione
- > Munita di una comoda tasca laterale porta riviste e telecomando

#### SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione elettrica in 4 posizioni



| Dimensioni in cm              |  LARGHEZZA TOTALE |  ALTEZZA TOTALE |  PROFONDITÀ TOTALE |  LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA |  LARGHEZZA SEDUTA |  ALTEZZA SEDUTA |  PROFONDITÀ SEDUTA |  PESO |  PORTATA MAX |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poltrona <b>OSLO</b> 2 motori | 74                                                                                                   | 109                                                                                                | 87                                                                                                    | 173                                                                                                             | 56                                                                                                    | 53                                                                                                   | 54                                                                                                      | 50                                                                                         | 170                                                                                               |

## OSLO VM

L'unicità delle caratteristiche della poltrona reclinabile ed elevabile Oslo è arricchita, nella versione **VM**, dalle funzioni **vibromassaggio e riscaldamento**. Il complesso meccanismo di vibromassaggio integrato effettua un dolce massaggio che **stimola la circolazione sanguigna, contribuisce a rivitalizzare il tono muscolare** e regala una piacevole sensazione di **benessere e relax**.

La qualità dei materiali, i diversi programmi con cui poter massaggiare differenti parti del corpo, così come la possibilità di sollevare e abbassare seduta, schienale e poggiatesta, sfruttando anche la zona che riscalda per **lenire tensioni o irrigidimenti**, rendono la poltrona Oslo VM una scelta d'elezione per chi desidera unire rilassamento a cura di sé. Un comodo e pratico complemento d'arredo non solo per anziani o persone con problemi di mobilità ma anche per quegli utenti che amano rilassarsi al termine della giornata, associando al **comfort** della poltrona i **benefici** di un massaggio.



### Dispositivo Medico di Classe I

#### CARATTERISTICHE

- > La poltrona relax massaggiante Oslo VM, oltre alle caratteristiche della Oslo, coniuga i due aspetti che vanno per la maggiore e che tanti vogliono ritrovare: una migliore qualità della vita ed una piacevole sensazione di comfort e benessere in tutto il corpo
- > Sfruttando il sistema dell'oscillazione massaggiante, attraverso otto motorini vibranti, la poltrona si occupa di stimolare diverse parti del corpo (schiena, lombari, glutei e gambe) con una potenza variabile, ideale per tutte le esigenze
- > All'altezza delle spalle i corpi vibranti favoriscono lo scioglimento di tensioni nell'area cervicale consentendo il rilassamento del collo e delle fasce muscolari della schiena
- > Nella regione lombare, grazie all'uso controllato e continuativo del trattamento vibromassaggiante, si possono avere notevoli benefici nel trattamento di stress muscolare e defaticamento
- > Nei glutei il massaggio favorisce la circolazione del sangue e decongestiona le fasce muscolari; è particolarmente indicato per le persone che conducono una vita spiccatamente sedentaria
- > Nella zona delle gambe, all'altezza dei polpacci, il vibromassaggio favorisce l'irrorazione sanguigna, e, se applicato mentre la poltrona è in posizione orizzontale, facilita il flusso ematico nelle zone periferiche del corpo
- > Un telecomando multifunzione con schermo LCD, facile da usare, per programmare il timer, scegliere fra 10 programmi di massaggio preimpostati e 10 differenti livelli di intensità o una selezione manuale che consente all'utente di personalizzare il massaggio ottimizzandone il risultato
- > Grazie a un sistema di riscaldamento posizionato nella zona lombare, funzionale per chi, oltre al massaggio, apprezza anche l'azione lenitiva del calore, la poltrona Oslo VM distende e infonde relax e piacevolezza
- > La realizzazione del rivestimento in un materiale come il Poliuretano, facilmente gestibile in termini di cura quotidiana, conferisce praticità ed eleganza alla poltrona

#### SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione elettrica in 4 posizioni

| Dimensioni in cm                 | LARGHEZZA TOTALE | ALTEZZA TOTALE | PROFONDITÀ TOTALE | LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | PROFONDITÀ SEDUTA | PESO | PORTATA MAX |
|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|------|-------------|
| Poltrona <b>OSLO VM 2 motori</b> | 74               | 109            | 87                | 173                         | 56               | 53             | 54                | 50   | 170         |

## ZERO GRAVITY

Poltrona alzapersona dal gusto classico ed elegante che la rendono indicata non solo per le persone con difficoltà di deambulazione ma anche per coloro che cercano una poltrona relax per ambienti interni. Questa poltrona dispone di **tre motori** che consentono la regolazione indipendente del poggiatesta e inclinazione dello schienale, nonché di assumere la **posizione Trendelenburg** o **posizione anti-shock** per ottenere una migliore perfusione di organi vitali quali encefalo, cuore e reni.



TESSUTO MARRONE MELANGE  
Ref. 401090



TESSUTO BLU MELANGE  
Ref. 401091




## Dispositivo Medico di Classe I

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio e legno
- > Imbottitura seduta in poliuretano espanso indeformabile
- > Schienale ergonomico avvolgente per un corretto sostegno
- > Braccioli arrotondati con ampia base d'appoggio
- > Dotata della funzione "alza in piedi" che consente il sollevamento della persona dalla posizione seduta fino ad una posizione quasi eretta, facilitando lo standing
- > Poltrona equipaggiata con 3 motori indipendenti
- > N. 4 ruote di cui due posteriori piroettanti con freno a pedale e due anteriori fisse
- > Munita di comoda tasca laterale porta riviste e telecomando
- > Corredata da un Gran Foulard dello stesso tessuto e colore della poltrona per proteggerne il rivestimento

### SPECIFICHE TECNICHE

Regolazione elettrica in 8 posizioni



| Dimensioni in cm                         |  LARGHEZZA TOTALE |  ALTEZZA TOTALE |  PROFONDITÀ TOTALE |  LUNGHEZZA MASSIMA RECLINATA |  LARGHEZZA SEDUTA |  ALTEZZA SEDUTA |  PROFONDITÀ SEDUTA |  PESO |  PORTATA MAX |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poltrona <b>ZERO GRAVITY</b><br>3 motori | 82                                                                                                   | 107                                                                                                | 92                                                                                                    | 180                                                                                                             | 56                                                                                                    | 49                                                                                                   | 50                                                                                                      | 55                                                                                         | 170                                                                                               |

## LETTO DEGENZA A TRE SNODI - rete acciaio

Il letto ortopedico per assistenza domiciliare della **Medi4care** è indicato per la degenza di persone allettate con difficoltà di deambulazione. Può essere utilizzato sia come letto ospedaliero che come letto per degenza domiciliare in quanto il suo design moderno si adatta perfettamente a tutti i tipi di ambienti.

### Struttura del letto

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a polveri con il piano rete in acciaio elettrosaldato e 4 blocchi ferma materasso integrati che ne consentono l'utilizzo di qualsiasi tipologia fissandolo saldamente, evitando così lo scivolamento laterale. Testiera e pediera in legno massello di faggio e sponde laterali in alluminio con la stessa finitura color legno.

### Rete regolabile elettrica

La rete del letto è motorizzata e suddivisa in 4 sezioni per donare comfort al degente: uno schienale mobile, un elemento centrale fisso, un appoggia-gambe e un alza-ginocchia mobili. Lo schienale e l'appoggia-gambe possono essere reclinati e posizionati a piacimento sia singolarmente che contemporaneamente grazie a motori elettrici. Il piano rete può essere regolato orizzontalmente in altezza in modo da facilitare la salita o la discesa del paziente dal letto. Tutte le regolazioni vengono eseguite tramite un telecomando, comprese le posizioni trendelenburg e contro trendelenburg, posizione anti-shock che in caso di emergenza o di particolari manovre sanitarie, può risultare salvavita.

### CARATTERISTICHE

- > 4 ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno a pedale per una maggiore stabilità e sicurezza
- > Asta sollevapersona, comodo supporto che consente al degente di appoggiarsi per far forza durante il raggiungimento della posizione seduta
- > Supporto asta da flebo
- > Sponde laterali regolabili in altezza con gli angoli smussati per evitare pericoli al degente
- > Motorizzazione: Richmat
- > Alimentazione: 220V Ac 50 Hz
- > Tensione in uscita della centralina: 24V Dc

Ref. 400710



### Cod. class. ISO

18.12.10.009 | 18.12.91.003

### SPECIFICHE TECNICHE



Angolo massimo della sezione schienale: 70°



Angolo massimo della sezione gambe: 25°



Angolo massimo inclinazione del letto: 12°



Altezza regolabile piano rete da terra: 38 - 79 cm



Altezza regolabile complessiva: 84 - 125 cm



| Dimensioni in cm |  LUNGHEZZA TOTALE |  LARGHEZZA TOTALE |  ALTEZZA TOTALE |  PESO |  PORTATA MAX |  CARICO MASSIMO |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Letto: 215<br>Rete: 200                                                                              | Letto: 102<br>Rete: 90                                                                               | Letto: 125                                                                                          | 105                                                                                        | 135                                                                                               | 180                                                                                                  |

### LETTO DEGENZA A TRE SNODI - rete in doghe di legno

Il letto ortopedico per assistenza domiciliare della **Medi4care** è indicato per la degenza di persone allettate con difficoltà di deambulazione. Può essere utilizzato sia come letto ospedaliero che come letto per degenza domiciliare in quanto il suo design moderno si adatta perfettamente a tutti i tipi di ambienti.

#### Struttura del letto

Struttura in tubolari di acciaio verniciato a polveri con il piano rete in doghe di legno e 4 blocchi ferma materasso integrati che ne consentono l'utilizzo di qualsiasi tipologia fissandolo saldamente, evitando così lo scivolamento laterale. Testiera e pediera in legno massello di faggio e sponde laterali in alluminio con la stessa finitura color legno.

#### Rete regolabile elettrica

La rete del letto è motorizzata e suddivisa in 4 sezioni per donare comfort al degente: uno schienale mobile, un elemento centrale fisso, un appoggia-gambe e un alza-ginocchia mobili. Lo schienale e l'appoggia-gambe possono essere reclinati e posizionati a piacimento sia singolarmente che contemporaneamente grazie a motori elettrici. Il piano rete può essere regolato orizzontalmente in altezza in modo da facilitare la salita o la discesa del paziente dal letto. Tutte le regolazioni vengono eseguite tramite un telecomando, comprese le posizioni trendelenburg e contro trendelenburg, posizione anti-shock che in caso di emergenza o di particolari manovre sanitarie, può risultare salvavita

#### CARATTERISTICHE

- > 4 ruote piroettanti da 125 mm tutte con freno a pedale per una maggiore stabilità e sicurezza
- > Asta sollevapersona, comodo supporto che consente al degente di appoggiarsi per far forza durante il raggiungimento della posizione seduta
- > Supporto asta da flebo
- > Sponde laterali regolabili in altezza con gli angoli smussati per evitare pericoli al degente
- > Motorizzazione: Richmat
- > Alimentazione: 220V Ac 50 Hz
- > Tensione in uscita della centralina: 24V Dc

Ref. 400711



#### Cod. class. ISO

18.12.10.009 | 18.12.91.003

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                                             |                                         |                                            |                                                    |                                             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
|                                             |                                         |                                            |                                                    |                                             |  |
| Angolo massimo della sezione schienale: 70° | Angolo massimo della sezione gambe: 25° | Angolo massimo inclinazione del letto: 12° | Altezza regolabile piano rete da terra: 38 - 79 cm | Altezza regolabile complessiva: 84 - 125 cm |  |

| Dimensioni in cm | LUNGHEZZA TOTALE        | LARGHEZZA TOTALE       | ALTEZZA TOTALE | PESO | PORTATA MAX | CARICO MASSIMO |
|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------|-------------|----------------|
|                  | Letto: 215<br>Rete: 200 | Letto: 102<br>Rete: 90 | Letto: 125     | 105  | 135         | 180            |



## KIT MATERASSO A BOLLE D'ARIA E COMPRESSORE con regolazione a ciclo alternato MC 2500M

Ref. 400751

### CARATTERISTICHE

- > Semplice installazione, uso e manutenzione
- > Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
- > Funzionamento a ciclo alternato per prevenire la formazione di piaghe da decubito
- > Il compressore è munito di ganci per essere posizionato ai piedi del letto
- > Materasso costituito da 130 celle in PVC atossico
- > Dotato di risvolti per un miglior fissaggio al materasso
- > Tutte le parti del materasso sono lavabili
- > Kit di riparazione incluso

### SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

- > Dimensioni (compresi lembi di fissaggio) 280 cm (L) x 90 cm (P) x 6,5 cm (H)
- > Colore Beige
- > Peso 2 kg
- > Portata max 130 kg

### SPECIFICHE TECNICHE COMPRESSORE

- > Alimentazione 220V/50 Hz
- > Fuoriuscita d'aria >4,5 litri al minuto
- > Pressione erogata 45 - 110 mmHg
- > Tempo del ciclo 12 minuti
- > Potenza 7 W
- > Fusibile 1A
- > Dimensioni 24,5 cm (L) x 12 cm (P) x 9,3 cm (H)
- > Peso 930 g



LEGGERO  
E DI SEMPLICE  
UTILIZZO



GANCI  
DI SOSTEGNO



LEMBI  
DI FISSAGGIO



130 CELLE



PORTATA  
MAX  
130 KG


**Cod. class. ISO**

03.33.06.018

### PARTI DI RICAMBIO

Materasso Bolle D'aria 2500m

Ref. 409780



## KIT MATERASSO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI E COMPRESSORE con regolazione a ciclo alternato MC 5000M

Ref. 400752

### CARATTERISTICHE

- > Semplice installazione, uso e manutenzione
- > Regolazione della pressione in funzione del peso del paziente
- > Funzionamento a ciclo alternato per prevenire la formazione di piaghe da decubito
- > Il compressore è munito di ganci per essere posizionato ai piedi del letto
- > 17 elementi intercambiabili in nylon/PVC atossico, posizionabili singolarmente attraverso appositi bottoni
- > I primi 3 elementi sono statici e rimangono gonfi per offrire sostegno all'area cervicale garantendo il massimo comfort al paziente
- > Provvisto di valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) per uno sgonfiaggio rapido del materasso in caso di interventi di rianimazione urgenti
- > Rivestimento impermeabile all'acqua e permeabile all'aria che non provoca frizioni e tiene uniti tutti gli elementi per una migliore compattezza
- > Dotato di risvolti per un miglior fissaggio al materasso
- > Tutte le parti del materasso sono lavabili

### SPECIFICHE TECNICHE MATERASSO

- > Dimensioni 190 cm (L) x 88 cm (P) x 11 cm (H)
- > Colore blu
- > Peso 4,7 kg
- > Portata max 140 kg

### SPECIFICHE TECNICHE COMPRESSORE

- > Alimentazione 220V/50 Hz
- > Fuoriuscita d'aria 5/6 litri al minuto
- > Pressione erogata 40 - 100 mmHg
- > Tempo del ciclo 12 minuti
- > Potenza 7 W
- > Fusibile 1A
- > Dimensioni 22,4 cm (L) x 10,8 cm (P) x 10,3 cm (H)
- > Peso 1,4 kg



LEGGERO  
E DI SEMPLICE  
UTILIZZO



GANCI  
DI SOSTEGNO



LEMBI  
DI FISSAGGIO



RIVESTIMENTO  
IMPERMEABILE  
E TRASPIRANTE



17 ELEMENTI  
INTERCAMBIABILI




FUNZIONE  
CUSCINO



PORTATA  
MAX  
140 KG

**Cod. class. ISO**

03.33.06.021



## MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO a 3 sezioni

### CARATTERISTICHE

- > Materasso in poliuretano espanso a tre sezioni per agevolare l'impiego su letti articolati
- > La lavorazione a tronco di piramide favorisce la traspirazione e mantiene il microclima ottimale
- > Densità 30 kg/m<sup>3</sup>

### SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 190 (3 x 63 cm) x 85 x 12,5 cm
- > Portata max 130 kg

### Cod. class. ISO

03.33.06.003

### ACCESSORI

Fodera in cotone e poliestere con cerniera 198 x 90 x 15 cm

Fodera impermeabile in PU con cerniera 198 x 90 x 15 cm

Ref. 400755

Ref. 409790

Ref. 409791

## MATERASSO IN POLIURETANO ESPANSO COMPOSITO a scarichi differenziati

### CARATTERISTICHE

- > Materasso in poliuretano espanso a sezione unica realizzato con 3 lastre di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee
- > Sponde laterali di contenimento densità 32 kg/m<sup>3</sup>
- > Zona per la testa densità 29 kg/m<sup>3</sup>
- > Zona tronco-bacino densità 34 kg/m<sup>3</sup>;
- > Zona forata per i piedi densità 31 kg/m<sup>3</sup>
- > Munito di fodera di contenimento

### SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 198 x 90 x 15 cm
- > Portata max 130 kg


### Cod. class. ISO

03.33.06.006

### ACCESSORI

Ref. 409790 Fodera in cotone e poliestere con cerniera 198 x 90 x 15 cm

Ref. 409791 Fodera impermeabile in PU con cerniera 198 x 90 x 15 cm



I Cuscini antidecubito Medi4care sono progettati per dare assistenza e supporto a tutti quei pazienti (disabili, persone con limitata mobilità o che trascorrono periodi prolungati in posizione seduta) che presentano un elevato rischio di sviluppare piaghe da decubito.



## CUSCINO A BOLLE D'ARIA A MICROINTERSCAMBIO



in PVC e gomma medica

### CARATTERISTICHE


- > Il cuscino a bolle d'aria protegge dal rischio di formazione di piaghe da decubito e dalle lesioni dei tessuti
- > La combinazione dei materiali, PVC e gomma medica, permette di mantenere le celle morbide garantendo comfort e stabilità al paziente
- > Le celle a microinterscambio garantiscono una distribuzione uniforme del peso
- > Il cuscino a bolle d'aria è altamente conformabile all'anatomia dei pazienti i cui punti ischemici si immergono completamente nel cuscino favorendo una distribuzione regolare della pressione
- > Copricuscino in tessuto elastico traspirante che permette il ricircolo dell'aria ad ogni movimento del paziente
- > La base d'appoggio del copricuscino in materiale antiscivolo assicura il cuscino alla sedia ed aiuta ad aumentare la stabilità dell'utilizzatore, garantendo così la sua efficacia terapeutica
- > Gonfiaggio facile e regolabile
- > Leggero e facile da trasportare e pulire
- > Kit di riparazione e pompa per il gonfiaggio inclusi

### SPECIFICHE TECNICHE

| REF    | ALTEZZA | VALVOLE | DIMENSIONI | COLORE |
|--------|---------|---------|------------|--------|
| 400760 | 6 cm    | 1       | 40X40 cm   | Grigio |
| 400761 | 6 cm    | 1       | 45X40 cm   | Grigio |



Livello di pressione prima dell'uso del cuscino



Livello di pressione dopo l'uso del cuscino



LEGGERO  
E DI SEMPLICE  
UTILIZZO



PORTATA  
MAX  
130 KG

**Cod. class. ISO**

03.33.03.015

## CUSCINO ANATOMICO VISCOELASTICO

### CARATTERISTICHE

- > Cuscino a conformazione anatomica in polimero viscoelastico compatto che garantisce comfort e stabilità al paziente e previene la genesi delle lesioni da pressione
- > La fodera in PU elasticizzata, lavabile e rimovibile mediante cerniera, è ignifuga ed impermeabile ai liquidi.
- > Fodera con base antiscivolo
- > Munito di strisce in velcro per il fissaggio del cuscino alla carrozzina ed evitarne lo scivolamento


### SPECIFICHE TECNICHE

| REF    | ALTEZZA | DIMENSIONI |
|--------|---------|------------|
| 400785 | 6 cm    | 41X41 cm   |
| 400786 | 6 cm    | 46X41 cm   |

**Cod. class. ISO**

03.33.03.009





Ref. 400775 &gt;

Ref. 400776 &gt;

## CUSCINO PREFORMATO CON GEL AUTOMODELLANTE

### CARATTERISTICHE

- > Cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata integrata con gel automodellante, adatto per pazienti utilizzatori di carrozzine e lungodegenti
- > Realizzato con base in schiuma viscoelastica di poliuretano a "lenta memoria" e gel automodellante che permette di alleviare la pressione sulle zone di contatto maggiormente a rischio di decubito durante la seduta
- > Fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo
- > Dotato di maniglia per facilitarne il trasporto

### SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 41x41x7 cm

Dimensioni 44x44x7 cm

**Cod. class. ISO**

03.33.03.012

## CUSCINO PREFORMATO CON FLUIDI AUTOMODELLANTI

### CARATTERISTICHE

- > Cuscino antidecubito composito con base anatomica preformata integrata con fluidi automodellanti, adatto per prevenire la formazione di piaghe nei pazienti utilizzatori di carrozzine e lungodegenti che necessitano di un supporto particolarmente efficace e confortevole
- > Costituito da una base preformata in schiuma compatta, ad alta densità ed alta resilienza, e da uno strato di gel (cooling effect) fluido viscoelastico
- > Fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo
- > Dotato di maniglia per facilitarne il trasporto


### SPECIFICHE TECNICHE

Ref. 400780 &gt; Dimensioni 41x41x7 cm

Ref. 400781 &gt; Dimensioni 44x44x7 cm

**Cod. class. ISO**

03.33.03.012



Ref. 400770

Ref. 400771

## CUSCINO IN GEL FLUIDO

### CARATTERISTICHE

- > Il cuscino in gel fluido garantisce l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta
- > L'interno è composto da gel fluido racchiuso tra 2 lastre di poliuretano espanso
- > Dotato di fodera in PU rimovibile mediante cerniera, elasticizzata, lavabile, con base in materiale antiscivolo

### SPECIFICHE TECNICHE

&gt; Dimensioni 40x40x5 cm

&gt; Dimensioni 45x40x5 cm

**Cod. class. ISO**

03.33.03.006



Ref. 400765

Ref. 400766

## CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA

### CARATTERISTICHE

- > Cuscino a tre sezioni per la prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata garantisce al cuscino morbidezza e traspirabilità
- > Rivestito da entrambi i lati in tessuto di cotone 100% sanforizzato
- > Dotato di duplice velcro di fissaggio alla sedia e/o alla carrozzina

### SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 40x40x10 cm

- > Dimensioni 45x40x10 cm

**Cod. class. ISO** 03.33.03.003

## CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO

### CARATTERISTICHE

- > Cuscino con foro centrale per la prevenzione delle lesioni da decubito in zone particolarmente sensibili e per problemi prostatici
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata garantisce al cuscino morbidezza e traspirabilità
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca

### SPECIFICHE TECNICHE

- Ref. 400769 > Dimensioni 42x42x10 cm

**Cod. class. ISO** 03.33.03.003



Ref. 400791

## TALLONIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA

### CARATTERISTICHE

- > La protezione per tallone garantisce al paziente l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio in zone corporee particolarmente a rischio
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata riduce la pressione d'appoggio del tallone ed evita le frizioni e conseguenti irritazioni cutanee
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca
- > Dotata di una pratica chiusura regolabile in velcro

### SPECIFICHE TECNICHE

- > Dimensioni 14x10x3 cm

**Cod. class. ISO** 03.33.09.006

## GOMITIERA IN FIBRA CAVA SILICONATA

### CARATTERISTICHE

- > La protezione per gomito garantisce al paziente l'ottimizzazione delle pressioni d'appoggio in zone corporee particolarmente a rischio
- > L'imbottitura in fibra cava siliconata riduce la pressione d'appoggio del gomito ed evita le frizioni e conseguenti irritazioni cutanee
- > Il rivestimento in tessuto di cotone 100% sanforizzato consente alla pelle di rimanere asciutta e fresca
- > Dotata di una pratica chiusura regolabile in velcro

### SPECIFICHE TECNICHE

- Ref. 400790 > Dimensioni 30x15x11 cm

**Cod. class. ISO** 03.33.09.012





## BASTONE IN ALLUMINIO REGOLABILE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > 10 livelli di regolazione
- > Impugnatura ergonomica in legno
- > Puntale antiscivolo
- > Disponibile in 2 fantasie

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA MAX |
|------------------------|---------|-------------|
| 70-93 cm               | 0,30 kg | 100 kg      |



Ref. 400242 **Flowers**  
Ref. 400244 **Bloom**

## PUNTALE 4 appoggi



Ref. 409928

## BASTONE IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > 10 livelli di regolazione
- > Impugnatura ergonomica in legno
- > Puntale antiscivolo

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA MAX |
|------------------------|---------|-------------|
| 70-93 cm               | 0,30 kg | 100 kg      |



Ref. 400233 **Nero**  
Ref. 400234 **Flowers**

## STAMPELLA CANADESE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato leggero
- > 10 livelli di regolazione in altezza
- > Appoggio antibrachiale
- > Impugnatura ergonomica con rifrangente sul fronte
- > Puntale antiscivolo in gomma
- > Disponibile in vari colori

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA MAX |
|------------------------|---------|-------------|
| 90-112 cm              | 0,40 kg | 120 kg      |

**Cod. class. ISO**  
12.03.06.003



Ref. 400201 **grigio**  
Ref. 400202 **blu**  
Ref. 400203 **rosso**  
Ref. 400204 **verde**

## STAMPELLA CANADESE con appoggio soft su appoggio e su impugnatura

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato leggero
- > 10 livelli di regolazione in altezza ogni 2,5 cm
- > Appoggio antibrachiale
- > Impugnatura ergonomica, antiscivolo e morbida con rifrangente sul fronte
- > Anello antirumore sull'asta scorrevole
- > Puntale antiscivolo in gomma
- > Disponibile nei colori grigio e nero

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA MAX |
|------------------------|---------|-------------|
| 92-116 cm              | 0,45 kg | 120 kg      |

Ref. 400211 **grigio**  
Ref. 400212 **nero**

**Cod. class. ISO**  
12.03.06.003





Ref. 400230 **ragazzo**  
Ref. 400231 **adulto**

## STAMPELLA SOTTOASCELLARE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato leggero
- > 9 livelli di regolazione in altezza
- > Ascellare ed impugnatura ergonomica
- > Puntale antiscivolo in gomma

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------|----------------|
| 97-114 cm                 | 0,80 kg | 110 kg         |
| 113-134 cm                | 0,90 kg | 110 kg         |

**Cod. class. ISO**  
12.03.12.003



## TRIPODE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio
- > Regolabile in altezza
- > Impugnatura ergonomica
- > Puntali antiscivolo in gomma
- > Base con rinforzo

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------|----------------|
| 74-97 cm                  | 0,76 kg | 113 kg         |

Ref. 400301

**Cod. class. ISO**  
12.03.15.003

## QUADRIPODE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio
- > Regolabile in altezza
- > Impugnatura ergonomica
- > Puntali antiscivolo in gomma
- > Base con rinforzo

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PESO    | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------|----------------|
| 74-97 cm                  | 0,78 kg | 113 kg         |

Ref. 400351



**Cod. class. ISO**  
12.03.18.003

## QUADRIPODE HD


### CARATTERISTICHE

- > Struttura a base larga in alluminio anodizzato
- > Regolabile in altezza
- > Ultra resistente (heavy duty)
- > Manico chiuso con impugnatura anatomica
- > Puntali antiscivolo in gomma

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|--------|----------------|
| 68-91 cm                  | 0,8 kg | 136 kg         |

Ref. 400355 **verde**  
Ref. 400356 **bordeaux**

**Cod. class. ISO**  
12.03.18.003



## DEAMBULATORE articolato

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole articolato ad un pulsante con struttura in alluminio e barra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolazione in altezza ad otto differenti livelli
- > Quattro puntali antiscivolo in gomma

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 78-96 cm                  | 47 X 46 cm          | 2,4 kg | 136 kg         |

Ref. 400601



**Cod. class. ISO**  
12.06.03.006 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130



Ref. 400501

## DEAMBULATORE pieghevole fisso

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole fisso a due pulsanti con struttura in alluminio e sbarra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza ad otto differenti livelli
- > Quattro puntali in gomma antiscivolo

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 79-96 cm                  | 48 X 44 cm          | 2,6 kg | 136 kg         |

### Cod. class. ISO

12.06.03.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130

## DEAMBULATORE fisso a doppia impugnatura

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole fisso a un pulsante con struttura in alluminio
- > Doppio livello dell'impugnatura per facilitare il paziente nel passaggio della posizione seduta a quella eretta
- > Manopole antomiche
- > Regolabile in altezza
- > Quattro puntali in gomma antiscivolo

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|--------|----------------|
| 74-87 cm                  | 56 X 52 cm          | 2,7 kg | 136 kg         |

### Cod. class. ISO

12.06.03.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130



Ref. 400510



Ref. 400551

## DEAMBULATORE 2 ruote - 2 puntali

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole con due ruote e due puntali, a un pulsante, con struttura in alluminio e sbarra stabilizzatrice
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza ad otto differenti livelli
- > Due puntali in gomma antiscivolo e due ruote da 5"

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | PESO | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|------|----------------|
| 79-95 cm                  | 61 X 52 cm          | 3 kg | 136 kg         |

### Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.109 | 12.06.09.130

## DEAMBULATORE ascellare

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore pieghevole con supporti sottoascellari in poliuretano morbido regolabili in altezza
- > Struttura in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui 2 con freni
- > Dotato di sedile imbottito

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | ALTEZZA<br>SEDUTA | PESO  | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| 100-140 cm                | 78 X 55 cm          | 60 cm             | 15 kg | 120 kg         |

### Cod. class. ISO

12.06.09.006 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106

Ref. 400402



## ACCESSORI PER DEAMBULATORI

### RUOTE PIROETTANTI DA 5"

Ref. 409831



### RUOTE PIROETTANTI DA 3"

Ref. 409830



### RUOTE FISSE DA 5"

Ref. 409833



### RUOTE FISSE DA 3"

Ref. 409832



### DISPOSITIVO CON FRENO A PRESSIONE

Ref. 409835



### DISPOSITIVO CON FRENO A PRESSIONE E RUOTA DA 3"

Ref. 409834



**Cod. class. ISO** 12.06.09.133



Ref. 400401

## DEAMBULATORE con appoggio antibrachiale a tavolino

### CARATTERISTICHE

- > Deambulatore con appoggio a tavolino imbottito, con incavo, e maniglie
- > Struttura in acciaio cromato con 4 ruote piroettanti da 100 mm di cui 2 con freno
- > Piano d'appoggio regolabile in altezza
- > Dotato di sedile imbottito, appoggio per la schiena e gancio porta oggetti

| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | AREA DI<br>APPOGGIO | ALTEZZA<br>SEDUTA | PESO  | PORTATA<br>MAX |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| 110-135 cm                | 73 X 64 cm          | 55 cm             | 11 kg | 136 kg         |

### Cod. class. ISO

12.06.09.006 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106 | 12.06.09.136

## ROLLATOR

### pieghevole 2 ruote

#### CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in acciaio verniciato con ruote anteriori fisse da 5" (12,5 cm) e due puntali posteriori
- > Manopole anatomiche
- > Regolabile in altezza
- > Piano seduta imbottito

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|------|-------------|
| 84-94 cm               | 61 X 55 cm       | 55-65 cm       | 6 kg | 120 kg      |

#### Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.130 | 12.06.09.106 | 12.06.09.109

Ref. 400605



Ref. 400606

## ROLLATOR SKINNY

### pieghevole 2 ruote

#### CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio verniciato
- > Ruote anteriori fisse da 6" (15 cm) e due puntali posteriori
- > Facilmente pieghevole per essere riposto e trasportato
- > Manopole anatomiche
- > Fascia d'appoggio imbottita
- > Regolabile in altezza in 5 differenti posizioni
- > Shopping bag rimovibile

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 78-97 cm               | 60 X 56 cm       | 47-54 cm       | 5,5 Kg | 136 Kg      |

#### Cod. class. ISO

12.06.06.003 | 12.06.09.130 | 12.06.09.109

## ROLLATOR

### pieghevole 4 ruote con seduta

#### CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in alluminio verniciato con ruote anteriori piroettanti e ruote posteriori fisse da 8" (20 cm)
- > Dispositivo frenante a leva sulle ruote posteriori
- > Impugnature anatomiche
- > Manubrio regolabile in altezza
- > Seduta e schienale imbottiti
- > Dotato di cestino porta oggetti e dispositivo porta bastone e/o stampella

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 81-92 cm               | 61 X 61 cm       | 54 cm          | 7,5 kg | 120 kg      |

#### Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142 | 12.06.09.106

Ref. 400610



## ROLLATOR CUBE

### pieghevole compatto

#### CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole in alluminio anodizzato, leggero e dal design elegante
- > Struttura tubolare ovale interamente richiudibile per garantire il minimo ingombro (63x30x35 cm chiuso) e per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza per un maggior comfort
- > Munito di ampio sedile, schienale, shopping bag con striscia riflettente e dispositivo porta bastone e/o stampella

|                        |                  |                |        |             |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
|                        |                  |                |        |             |
| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
| 80-93 cm               | 63x68 cm         | 54 cm          | 7.5 kg | 136 kg      |

#### Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142



Ref. 400620



Ref. 400615

## ROLLATOR ECO-CUBE

### pieghevole e compatto

#### CARATTERISTICHE

- > Rollator pieghevole dal design elegante che combina la leggerezza dell'alluminio alla raffinatezza della colorazione effetto legno
- > Struttura tubolare ovale interamente richiudibile per garantire il minimo ingombro (90x26.5x33 cm) e per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva con sistema di stazionamento
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza per un maggiore comfort
- > Munito di ampio sedile, schienale e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Ampia borsa porta oggetti con striscia rifrangente

|                        |                  |                |        |             |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
|                        |                  |                |        |             |
| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
| 78-93 cm               | 69x61.5 cm       | 55.5 cm        | 5.5 Kg | 136 kg      |

#### Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142





Ref. 400625

## ROLLATOR URBAN

doppia funzione 4 ruote

### CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio anodizzato trasformabile in carrozzina transito, pratico e comodo
- > Struttura con sistema a doppia crociera, pieghevole per facilitarne il trasporto
- > Ruote anteriori piroettanti complete di catarifrangente e ruote posteriori fisse da 20 cm che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Dispositivo frenante a leva a doppia funzione
- > Impugnature anatomiche regolabili in altezza
- > Munito di ampio sedile, schienale, shopping bag con striscia riflettente e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Pedane ribaltabili con poggia piedi e cinturino ferma tallone

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 84-97 cm               | 63X75 cm         | 55.5 cm        | 9.2 Kg | 136 kg      |

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142

## ROLLATOR URBAN AB

appoggio antibrachiale

### CARATTERISTICHE

- > Rollator in alluminio regolabile in altezza in 5 differenti posizioni
- > Struttura pieghevole side-to-side per garantire il minimo ingombro (23x61x100 cm) per facilitarne il trasporto
- > Ruote fisse da 8" (20 cm) con catarifrangenti laterali che lo rendono particolarmente indicato per l'utilizzo all'esterno
- > Soffici impugnature anatomiche con appoggio antibrachiale
- > Freni in acciaio doppia funzione sugli appoggi
- > Munito di ampio sedile in tessuto e dispositivo porta bastone e/o stampella
- > Borsa porta oggetti rimovibile con striscia rifrangente

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREA DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 100-115 cm             | 70X61 cm         | 60,5 cm        | 7,6 Kg | 136 Kg      |

Cod. class. ISO

12.06.09.009 | 12.06.09.124 | 12.06.09.130 | 12.06.09.142



Ref. 400626

## PARTI DI RICAMBIO

|             |                                                   |             |                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Ref. 409825 | Ruote per Deambulatore Ref. 400551                | Ref. 409915 | Puntali in Gomma per Ref. 400301                |
| Ref. 409827 | Ruote Post. 100 mm C/freno per Ref. 400402 (Paio) | Ref. 409920 | Puntali in Gomma per Ref. 400351                |
| Ref. 409828 | Ruote Anter. da 100 mm per Ref. 400402 (Paio)     | Ref. 409925 | Puntali in Gomma per Ref. 400201-202-203-204    |
| Ref. 409900 | Puntali in Gomma per Ref. 400551                  | Ref. 409926 | Puntali in gomma per bastoni in legno ø 22 mm   |
| Ref. 409905 | Puntali in Gomma per Ref. 400601                  | Ref. 409927 | Puntali in gomma per bastoni in legno ø 25 mm   |
| Ref. 409910 | Puntali in Gomma per Ref. 400501                  | Ref. 409930 | Impugnatura in PU per Ref. 400501-400551-400601 |

## SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE ad autospinta

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote in PU di cui due da 24" (60 cm) e due da 8" (20 cm)
- > Freno a leva sulle ruote posteriori
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili regolabili in altezza con poggiamambe imbottito
- > Poggiapiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 66 cm            | 43 cm            | 50 cm          | 106 cm         | 25 kg | 130 kg      |

**Cod. class. ISO**  
12.21.06.003



Ref. 400053

## APPOGGIATESTA per sedie da comodo

**Cod. class. ISO**  
12.24.06.112



Ref. 409730



Ref. 400050

## SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE con ruote ø 4"

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote piroettanti da 4" (10 cm) di cui le posteriori con freno
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili ribaltabili e regolabili in altezza con poggiamambe imbottiti
- > Poggiapiedi regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 56 cm            | 43 cm            | 50 cm          | 106 cm         | 21 Kg | 130 Kg      |

**Cod. class. ISO**  
12.21.03.006 | 12.21.03.009

## SEDIA COMODA SCHIENALE RECLINABILE

con ruote ø 8"

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Schienale imbottito reclinabile ed estraibile, alto 56 cm
- > Sedile imbottito con apertura anatomica per WC
- > Rivestimento in materiale lavabile ed ignifugo
- > Quattro ruote piroettanti da 8" (20 cm) di cui le anteriori con freno a leva
- > Braccioli imbottiti ribaltabili ed estraibili
- > Pedane elevabili regolabili in altezza con poggiatesta imbottito
- > Poggiatesta regolabili in lunghezza e ribaltabili
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 62 cm            | 43 cm            | 50 cm          | 106 cm         | 22 kg | 130 Kg      |

**Cod. class. ISO**

12.21.03.006 | 12.24.21.103



Ref. 400055



Ref. 400034

## SEDIA COMODA

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio regolabile in altezza
- > Braccioli ribaltabili
- > Sedile imbottito
- > Rivestimento in similpelle idrorepellente
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 55 cm            | 43.5 cm          | 50-57 cm       | 95-103 cm      | 10 kg | 136 kg      |

**Cod. class. ISO**

09.12.24.003

## SEDIA COMODA con ruote

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio con quattro ruote piroettanti da 5" (12,5 cm) di cui due con freno a pedale
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane regolabili ed estraibili
- > Sedile imbottito
- > Rivestimento in similpelle idrorepellente
- > WC in materiale plastico facilmente lavabile

| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
| 60 cm            | 43 cm            | 50 cm          | 88 cm          | 12 kg | 120 kg      |

Ref. 400035



### Cod. class. ISO

12.21.03.003 | 09.12.24.003 | 09.12.24.106

## SEDIA COMODA 3 IN 1

### CARATTERISTICHE

- > 3 funzioni in 1: rialzo per water, sedia comoda, supporto per water
- > Struttura in acciaio
- > Regolabile in altezza
- > Braccioli e secchio in plastica
- > Puntali antiscivolo in gomma

| REGOLAZIONE IN ALTEZZA | AREE DI APPOGGIO | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|------------------------|------------------|----------------|--------|-------------|
| 57-72 cm               | 47 X 58 cm       | 37-52 cm       | 4,8 Kg | 136 kg      |

### Cod. class. ISO

09.12.24.003



Ref. 400030

## SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO ad autospinta

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio rinforzato antiruggine ed anticorrosione
- > Leggera e versatile: può essere utilizzata come supporto per water
- > Sedile in PU con apertura anatomica per WC per consentire l'utilizzo del secchio
- > Quattro ruote in PU di cui due da 24" (60 cm) e due da 5" (12,5 cm) con freno
- > Schienale in PU estraibile
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane girevoli, estraibili con poggiapiedi regolabili in altezza

|                  |                  |                |                |       |             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
|                  |                  |                |                |       |             |
| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
| 64 cm            | 46 cm            | 50 cm          | 99 cm          | 18 kg | 120 kg      |

Cod. class. ISO  
09.12.03.003 | 09.12.03.103

Ref. 400040



Ref. 400045

## SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO con ruote ø 5"

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio rinforzato antiruggine ed anticorrosione
- > Leggera e versatile: può essere utilizzata come supporto per water
- > Sedile in PU con apertura anatomica per WC per consentire l'utilizzo del secchio
- > Quattro ruote in PU da 5" (12,5 cm) con freno
- > Schienale in PU estraibile
- > Braccioli ribaltabili
- > Pedane girevoli, estraibili con poggiapiedi regolabili in altezza

|                  |                  |                |                |       |             |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------------|
|                  |                  |                |                |       |             |
| LARGHEZZA TOTALE | LARGHEZZA SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA TOTALE | PESO  | PORTATA MAX |
| 55 cm            | 46 cm            | 50 cm          | 99 cm          | 15 kg | 120 kg      |

Cod. class. ISO  
09.12.03.003



Ref. 400101

## SEDILE DA DOCCIA E/O BAGNO

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugnature laterali
- > Regolazione in altezza a otto diversi livelli
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

| DIMENSIONE<br>SEDUTA | ALTEZZA<br>SEDUTA | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|
| 30X50 cm             | 37-50 cm          | 1,8 kg | 113 Kg         |

## SEGGIOLINO PER DOCCIA DA PARETE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato ribaltabile con fissaggio a parete
- > Piedi di appoggio al pavimento
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugnature laterali
- > Regolazione in altezza
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

| DIMENSIONE<br>SEDUTA | ALTEZZA<br>SEDUTA | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|----------------------|-------------------|--------|----------------|
| 30X50 cm             | 40-55 cm          | 4,8 kg | 113 Kg         |



Ref. 400102



Ref. 400110

## SEDILE CON SCHIENALE DA DOCCIA E/O BAGNO

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua
- > Impugnature laterali
- > Regolazione in altezza a otto diversi livelli
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

| DIMENSIONE<br>SEDUTA | DIMENSIONE<br>SCHIENALE | ALTEZZA<br>SEDUTA | ALTEZZA<br>SCHIENALE | PESO   | PORTATA<br>MAX |
|----------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|--------|----------------|
| 30X50 cm             | 35X50 cm                | 37-50 cm          | 70-87 cm             | 2,7 kg | 120 kg         |

## SEDIA DA DOCCIA PIEGHEVOLE

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio pieghevole
- > Sedile con apertura anatomica e fori per il deflusso dell'acqua
- > Regolazione in altezza
- > Puntali in gomma antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

| DIMENSIONE SEDUTA | DIMENSIONE SCHIENALE | ALTEZZA SEDUTA | ALTEZZA SCHIENALE | PESO   | PORTATA MAX |
|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------|-------------|
| 40x41 cm          | 20x48 cm             | 46-54 cm       | 88-96 cm          | 8,2 Kg | 113 Kg      |

Ref. 400109



Ref. 400115

## SEDILE GIREVOLE PER VASCA

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in acciaio inossidabile
- > Sedile girevole in PVC ad alta resistenza
- > Munito di braccioli

| DIMENSIONE SEDUTA | DIMENSIONE SCHIENALE | AREA DI APPOGGIO | PESO   | PORTATA MAX |
|-------------------|----------------------|------------------|--------|-------------|
| 40X37 cm          | 40X37 cm             | 73X52 cm         | 4,3 kg | 120 kg      |

## SEDILE CIRCOLARE DA DOCCIA E/O BAGNO

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Seduta circolare
- > Regolabile in altezza a diversi livelli
- > Puntali a ventosa antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

| DIMENSIONE SEDUTA | ALTEZZA SEDUTA | PESO   | PORTATA MAX |
|-------------------|----------------|--------|-------------|
| Ø32 cm            | 38-55 cm       | 1,6 kg | 100 kg      |

Ref. 400100



## TAVOLA DA VASCA con maniglia e seduta rotante

### CARATTERISTICHE

- > Sedile in PVC ad alta resistenza
- > Seduta girevole antiscivolo
- > Maniglia di sicurezza e staffe regolabili per un miglior adattamento alle dimensioni della vasca

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| AREA DI APPOGGIO                                                                  | PESO                                                                              | PORTATA MAX                                                                       |
| 75X36 cm                                                                          | 1,5 kg                                                                            | 120 kg                                                                            |



Ref. 400125



Ref. 400130

## MANIGLIA PER VASCA DA BAGNO

### CARATTERISTICHE

- > Maniglia di sicurezza in acciaio verniciato che facilita l'ingresso e l'uscita dalla vasca da bagno
- > Morsetto di fissaggio bordo vasca (larghezza massima 17,8 cm)

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| PESO                                                                                | PORTATA MAX                                                                         |
| 2,8 kg                                                                              | 120 kg                                                                              |

## SEDILO DI TRASFERIMENTO PER VASCA

### CARATTERISTICHE

- > Struttura in alluminio anodizzato
- > Sedile in PVC antiscivolo
- > Schienale con impugnatura
- > Regolabile in altezza
- > Puntali a ventosa antiscivolo
- > Materiali resistenti alla corrosione

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONE SEDUTA                                                                   | DIMENSIONE SCHIENALE                                                                | ALTEZZA SEDUTA                                                                      | ALTEZZA SCHIENALE                                                                   | PESO                                                                                | PORTATA MAX                                                                         |
| 70X41 cm                                                                            | 35X45 cm                                                                            | 46-56 cm                                                                            | 81-91 cm                                                                            | 4,4 kg                                                                              | 120 kg                                                                              |



Ref. 400120

## RIALZO PER WC

### CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort
- > Materiale in PVC lavabile ad alta resistenza
- > Apertura frontale e posteriore per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabile



Ref. 400020 - H 10 cm  
Ref. 400025 - H 15 cm



Ref. 400010 - H 10 cm  
Ref. 400015 - H 15 cm

## RIALZO PER WC con coperchio

### CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort all'utente e facilita una corretta postura
- > Materiale in PVC ad alta resistenza, lavabile, con coperchio
- > Apertura frontale e posteriore per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabili



Ref. 400005

## RIALZO PER WC con braccioli

### CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica
- > Sistema di bloccaggio anteriore semplice e sicuro
- > Solleva il livello del wc di 12,5 cm
- > Appoggi dei braccioli in poliuretano
- > Superficie facilmente lavabile
- > L'incavo frontale facilita l'accessibilità per l'igiene personale.



Ref. 400028

## RIALZO PER WC SOFT H 10 cm

### CARATTERISTICHE

- > Seduta ergonomica per un maggior comfort
- > Materiale in PU Soft, morbido al contatto, lavabile e resistente al deterioramento
- > Apertura frontale per facilitare l'accessibilità per l'igiene personale
- > Sistema di fissaggio a staffe laterali regolabili



## ASTA PORTA FLEBO

### CARATTERISTICHE

- > Asta porta flebo in acciaio cromato composta da due tubolari inseriti uno nell'altro
- > Regolabile in altezza
- > Dotata di quattro ganci per flaconi per infusioni di farmaci e soluzioni
- Base a 5 razze su ruote

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PORTATA<br>MAX |
| 133-223 cm                | 2kgxgancio     |



Ref. 400651 base in plastica



Ref. 400701

## SOSTEGNO PER SCHIENA

### CARATTERISTICHE

- > Sostegno per schiena da letto
- > Struttura in acciaio verniciato
- > Regolabile in cinque diverse posizioni
- > Rivestimento in nylon traspirante con poggiatesta imbottito
- > Colore blu

|                    |                           |                |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| DIMENSIONE<br>BASE | REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA | PORTATA<br>MAX |
| 54x58 cm           | 30-54 cm                  | 120 kg         |

## LETTINO PER VISITA MEDICA

### CARATTERISTICHE

- > Lettino in acciaio verniciato  
L 190 x P 65 x H 75 cm
- > Imbottitura in poliuretano  
con rivestimento in similpelle lavabile
- > Barra portarotolo
- > Schienale regolabile

|                |
|----------------|
| PORTATA<br>MAX |
| 180 kg         |



Ref. 400660



Ref. 400951

## TAVOLINO MULTIUSO doppio piano inclinabile

### CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Doppio piano inclinabile con bordi di contenimento
- > Regolabile in altezza
- > Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
- > Colore marrone scuro

| DIMENSIONE<br>PIANO PICCOLO | DIMENSIONE<br>PIANO GRANDE | REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 40 X 20 cm                  | 40 X 68 cm                 | 73-125 cm                 |

## TAVOLINO MULTIUSO inclinabile

### CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Piano unico in laminato regolabile in inclinazione
- > Regolabile in altezza
- > Munito di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno
- > Colore marrone

| DIMENSIONE<br>PIANO | REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA |
|---------------------|---------------------------|
| 41 X 65 cm          | 71-110 cm                 |



Ref. 400952



Ref. 400955

## TAVOLINO MULTIUSO INCLINABILE regolabile a pistone

### CARATTERISTICHE

- > Struttura metallica
- > Piano unico inclinabile (0-330°), lavabile, ignifugo, antigraffio e ad alta resistenza
- > Regolazione dell'altezza a pistone
- > Munito di quattro ruote piroettanti di cui due con freno
- > Colore antracite

| DIMENSIONE<br>PIANO | REGOLAZIONE<br>IN ALTEZZA |
|---------------------|---------------------------|
| 48 X 78 cm          | 76-117 cm                 |

## PEDALIERA PER RIABILITAZIONE

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio
- > Regolazione dell'intensità dell'esercizio
- > Piedini in gomma antiscivolo



Ref.400630

## PEDALIERA PER RIABILITAZIONE con display digitale

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio verniciato
- > Display digitale con funzione di timer, indicazione del numero di esercizi effettuati, della velocità e delle calorie consumate
- > Piedini in gomma antiscivolo per maggiore stabilità e sicurezza



Ref.400631

## SGABELLO GIREVOLE

### CARATTERISTICHE

- > Base in plastica
- > Sedile imbottito in PU
- > Regolabile in altezza



Ref.400668



Ref.400665

## PREDELLINO a 2 gradini

### CARATTERISTICHE

- > Telaio in acciaio
- > Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo
- > Piedini in gomma antiscivolo